

FORMA[®]

INTRAORALE SCANBODIES

- Præcise
- Lette at placere
- Autoklaverbare



FORMA® INTRAORALE SCANBODIES

Autoklaverbare og genanvendelige

Forma® Intraorale Scanbodies (scan abutments) hjælper med at bestemme positionen og orienteringen af tandimplantater digitalt.

Via scan med Forma® Intraorale Scanbodies kan dentallaboratoriet producere implantat-restaureringer som f.eks. individuelle CAD/CAM abutments og CAD/CAM implantatbroer med op til to implantater.

Forma® Intraorale Scanbodies er produceret af titanium, og er nemme at placere.

Designet og materialeegenskaberne af Forma® Intraorale Scanbodies sikrer en optimal scanning, hvormed orientering og placering af implantatet kan angives med stor nøjagtighed.


Forma® Intraorale Scanbodies indeholder en kode, der gør, at systemet let kan registrere hvilken scanbody, der er benyttet. Forma® Intraorale Scanbodies kræver ikke påføring af pulver før scanning.

Forma® Intraorale Scanbodies er autoklaverbare og genanvendelige. Forma® Intraorale Scanbodies kan købes enkeltvis.

Specifikationer

Scanbody- og skruemateriale: Titanium legering Grade 5 (Ti6Al4V), ASTM 136. Velegnet til brug sammen med alle mærker af intra-orale scannere.


Fås til følgende implantatplatforme



B-serie

SKY Implant System


Ø3,5-5,5 mm



D-serie

Conelog® Implant System


Ø3,3 (D1400)
Ø3,8-4,3 (D1410)



E-serie

NobelReplace® Replace Select®

Ø3,5 (E1400)
Ø4,3 (E1410)
Ø5,0 (E1420)
Ø6,0 (E1430)



F-serie

NobelActive®


NP (F1400)
RP (F1410)
Ø3,0 (F1420)



H-serie

Certain®


Ø3,4 (H1400)
Ø4,1-5,0 (H1410)



I-serie

3i Externe Hex

Ø3,4 (I1400)
Ø4,1-4,8 (I1410)



K-serie

Nobel Biocare Brånemark System®

Ø3,4 (K1400)
Ø4,1 (K1410)
Ø4,1 (K1420)



L-serie

Straumann Bone Level


Ø3,3 (L1400)
Ø4,1 -4,8 L1410



N-serie

Straumann synOcta®

Ø3,5 NN (N1400)
Ø4,8 RN (N1410)
Ø6,5 WN (N1420)
Ø3,5 NNC (N1430)



R-serie

Screw-Vent®

Ø3,5 (R1400)
Ø4,5 (R1410)
Ø5,7 (R1420)



S-serie

Astra Osseo Speed™

Ø3,0 (S1430)
Ø3,5-4,0 (S1400)
Ø4,5-5,0 (S1420)



T-serie

Frialit/Xive®

Ø3,4 (T1400)
Ø3,8 (T1405)
Ø4,5-5,5 (T1410)

Ansvarsfraskrivelse: Produkter fra Elysee Dental må kun anvendes i overensstemmelse med de anvisninger og anbefalinger, der er angivet i manualen. Brugeren af produktet er ansvarlig for korrekt anvendelse på den pågældende patient. Elysee Dental påtager sig intet ansvar som følge af direkte, indirekte, tilfældige eller særlige skader, der opstår på grund af fejlvurdering og/eller fejlagtig handling. Leverandøren forbeholder sig ret til at ændre produktet og/eller designspecifikationer.