


I FOKUS

# DIGITAL DIAGNOSTISK “VOKSOPSTILLING”

- Visuel kommunikation
- Hurtig levering
- God pris



## DIGITAL DIAGNOSTISK “VOKSOPSTILLING”

Patienter er i stigende grad mere bevidste omkring, hvad de ønsker sig af en tandbehandling, og i den forbindelse også mere krævende. God planlægning og visuel fremstilling af det endelige resultat er oplagte værktøjer til at forklare behovet for, samt resultatet af, behandlingen. Indtil nu har dette kunnet opnås via f.eks. Digitalt Smil Design (DSD) eller en traditionel diagnostisk voksopstilling. Som noget nyt, kan Elysee Dental nu også tilbyde en digital diagnostisk “voksopstilling”.

Ved en digital diagnostisk “voksopstilling” støber og scanner Elysee Dental gipsmodellen, eller modtager et scannet aftryk direkte fra tandlægen, hvorefter laboratoriet laver en digital diagnostisk “voksopstilling”. Denne fremsendes pr. email til tandlægen som en 3D pdf-fil, hvormed tandlægen er inviteret ind i en dialog omkring udformning af det endelige arbejde på et tidligt stadie, inden “voksopstillingen” er færdiggjort. Når tandlægen har godkendt den digitale diagnostiske “voksopstilling”, 3D-printer Elysee Dental den fysiske plastmodel og sender den til tandlægen.

Via denne fremgangsmåde opnår tandlægen et forhåndsgodkendt resultat, reduceret leveringstid og mindre skrøbelige “voksopstillinger”.

### TRADITIONEL DIAGNOSTISK VOKSOPSTILLING



MODEL



PRÆPARERING



VOKSOPSTILLING



SLUTRESULTAT

### DIGITAL DIAGNOSTISK “VOKSOPSTILLING”



MODEL



SCAN



DESIGN



PRINT OG  
SLUTRESULTAT

For yderligere information om vores digitale diagnostiske “voksopstilling” kontakt venligst din dentalkonsulent eller en af vores teknikere.